



Strategic Business Holdings, Inc.

...Quality Products, Superior Customer Service, & Support



100% made in Germany

Leyla Retractor

Copyright © SBH ©. 2020 - All rights reserved.





Leyla Retractor

Retractors - Separadores

Description | Descripción

1-Arm | con 1 brazo

SET



consisting of | compuesto de:

SB 110-685-20

1 x Ball and socket joint
1 x Zapato p.la fijacion

SB 110-684-05

1 x Holding rod
1 x Brazo de soporte

SB 110-685-05

1 x Leyla Ball Joint Clamp
1 x Leyla abrazadera de rótula

SB 110-690-05

1x Flexible arm
2 x Brazo flexible


SB 110-688-20

1 x Holder for spatula
with round stem
1 x Soportes para
espátulas con vástago
redondo

OR

SB 110-688-25

1 x Holder for spatula
with flat stem
1 x Soporte para espátulas
con vástago llanas






Retractors - Separadores

Description | Descripción

2-Arm | con 2 brazos

SET



consisting of | compuesto de:

SB 110-685-20

1 x Ball and socket joint
1 x Zapato p.la fijacion

SB 110-684-05

1 x Holding rod
1 x Brazo de soporte

SB 110-685-05

1 x Leyla ball joint clamp
1 x Abrazadera de rótula

SB 110-690-05

2 x Flexible arm
2 x Brazo flexible


SB 110-688-20

2 x Holder for spatula
with round stem
2 x Soportes para
espátulas con vástago
redondo

OR

SB 110-688-25

2 x Holder for spatula
with flat stem
2 x Soporte para espátulas
con vástago llanas





Leyla Retractor

Retractors - Separadores

Description | Descripción

1-Arm | with 1 arm | con 1 brazo

SET



consisting of | compuesto de |:

SB 110-690-05

1 x Flexible arm
1 x Brazo flexible

SB 110-686-15

1 x Fixation base
1 x Brazo flexible

SB 110-688-25

1 x Holder for spatula
with flat stem
1 x Soportes para
espátulas con vástago llanas

Description

2-Arm | with 2 arms | con 2 brazos

SET



Consisting of | compuesto de |:

SB 110-690-05


2 x Flexible arms
2 x Brazos flexible

SB 110-686-10

1 x Fixation base
1 x Brazo flexible

SB 110-688-25

2 x Holder for spatula
with flat stem
2 x Soportes para
espátulas con vástago llanas





Accessories - Accesorios

Art. Nr. Description | Descripción

SB 110-690-05

Flexible arm
Brazo flexible



SB 110-686-05

Fixation base for 1 arm at skull with teeth
Fijador para 1 brazo al craneo con dientes



SB 110-686-10

Fixation base for 2 arms at skull
Fijador para 2 brazos al craneo



SB 110-686-15

Fixation base for 1 arm at rigid arm without teeth
Fijador para 1 brazo al brazo rígido sin dientes



SB 110-688-20

Holder for spatula with round stem
Soporte para espátulas con vástago redondo




SB 110-688-25

Holder for spatula with flat stem
Soportes para espátulas con vástago llanas



SB 110-685-05

Leyla Ball Joint Clamp
Leyla abrazadera de rótula






Leyla Retractor

Spatulas - *Espátulas*

Art. Nr.	Description Descripción	Size longitud
----------	---------------------------	-----------------

HEIFETZ

20 cm, 7 7/8"



- 243-130-08 8 mm
- 243-130-11 11 mm
- 243-130-14 14 mm
- 243-130-17 17 mm
- 243-130-20 20,0 mm

HEIFETZ

15.5 cm, 6 1/8"




- 243-132-08 8 mm
- 243-132-11 11 mm
- 243-132-14 14 mm
- 243-132-17 17 mm


OLIVECRONA

18 cm, 7"

concave | *concáva*



- 243-136-01 7 + 9 mm
- 243-136-02 11 + 13 mm
- 243-136-03 15 + 18 mm
- 243-136-04 19 + 21 mm





Notes:



Strategic Business Holdings, Inc.

...Quality Products, Superior Customer Service, & Support

Main +1 (800) 303-3050 Fax +1 (949) 600-8874 9620 Research Drive, Irvine - CA 92618 USA info@sbhsurgical.com www.sbhsurgical.com

Copyright © SBH ©. 2020 - All rights reserved.