



Strategic Business Holdings, Inc.

... Quality Products, Superior Customer Service & Support



Infiltration und Fettabsaugung
Infiltration and Liposuction
Infiltration et liposuccion
Infiltración y liposucción
Infiltrazione e liposuzione

9620 Research Dr.
Irvine, California 92618
Tel: 800.303.3050 Fax: 949.600.8874
Email: info@sbhsurgical.com website: www.sbhsurgical.com












Strategic Business Holdings, Inc.

9620 Research Dr.
Irvine, California 92618
USA

Tel: 800.303.3050
Fax: 949.600.8874

Email: info@sbhsurgical.com
website: www.sbhsurgical.com



Liposuction-Kanülen Liposuction Cannulas Canules pour liposuccion Cánulas de liposucción Cannule per liposuzione	4 - 9	
Liposuction-Kanülen mit Daumenauflage Liposuction Cannulas with Thumb Plate Canules pour liposuccion à plaque pour le pouce Cánulas de liposucción con soporte para el pulgar Cannule per liposuzione con punto d'appoggio per pollice	10 - 11	
Infiltration Kanülen, Spritzen & Adapter Infiltration Cannulas, Syringes & Adaptor Canules d'infiltration, seringues et adaptateur Infiltración cánulas, jeringas y Adaptador Infiltrazione cannule, siringhe e adattatore	13	
Handgriffe für Kanülen Handles for Cannulas Manches pour canules Mangos para cánulas Manici per cannule	14	
Zubehör Accessories for infiltration Accessoires Accesorios Accessori	15	
Instrumente zur Eigenfettunterspritzung Instruments for Lipoinjection Instruments pour le lipofilling Instrumentos para lipoinyección Strumenti per lipofilling	17 - 19	
Geräte für die Liposuction Equipment for Liposuction Appareils pour la liposuccion Aparatos para la liposucción Apparecchiatura per la liposuzione	20	
Optionales Zubehör für Absaugpumpe Optional Accessories for Suction pump Accessoires optionnels pour la pompe d'aspiration Accesorios opcionales para la bomba de succión Accessori opzionali per la pompa di aspirazione	21	
Infiltrationspumpe Infusion Pump Pompe à perfusion Bombas de Infusión Pompa di infusione	22	
Optionales Zubehör für Absaugpumpe Optional Accessories for Suction pump Accessoires optionnels pour la pompe d'aspiration Accesorios opcionales para la bomba de succión Accessori opzionali per la pompa di aspirazione	23	
Nummernverzeichnis Numerical Index Index Numérique Índice Numérico Indice Numerico	26	

Griffansatz / Handle Connector / Embout-Manche / Empalame Mango / Attacco-Manico



Kanüle mit **Griffansatz** zum Anschluss an:

- 1- Absaugpumpe mittels Handgriff
- 2- Einmalspritze
- 3- Adapter mit **Luer-Lock** Ansatz

Cannula with **Handle Connector**, for fixation to:

- 1- Suction pump by handle
- 2- disposable syringe
- 3- adaptor with **Luer-Lock** connection

Cannules avec **Embout-Manche**, pour le raccordement:


- 1- à une pompe de succion à l'aide du manche
- 2- à une seringue à usage unique
- 3- adaptateur avec embout **Luer-Lock**

Cánula con **Empalame Mango**, para conexión con:

- 1- bomba aspiración mediante el mango universal
- 2- jeringa desechable
- 3- adaptador con conexión **Luer-Lock**

Cannula con **Attacco-Manico**, per il collegamento alla:

- 1- pompa d'aspirazione mediante il manico
- 2- siringa monouso
- 3- adattatore con attacco **Luer-Lock**



Luer-Lock Ansatz / Luer-Lock Connection / Embout Luer-Lock / Empalame Luer Lock / Attacco-Luer-Lock



Kanüle mit **Luer-Lock Ansatz**, zum Anschluss an:

- 1- z.B. Vakuum Glaszylinderspritze

Cannula with **Luer-Lock Connection**, for fixation to:

- 1- e.g. vacuum glass-barrel syringe

Cannules avec **Embout Luer-Lock**, pour le raccordement:

- 1- p. ex. à une seringue vaccum á cylindre en verre

Cánula con **Empalame Luer Lock**, para la conexión con:

- 1- p.ej. jeringa de vacío de vidrio

Cannula con **Attacco-Luer-Lock**, per il raccordo a:


- 1- p.es. siringa in vetro sotto vuoto

Fettabsaugung

Liposuction
Liposucción
Liposucción
Liposuzione



Infiltration und Fettabsaugung / Infiltration and Liposuction / Infiltración y liposucción / Infiltrazione e liposuzione



Liposuction-Kanülen
 Liposuction Cannulas
 Canules pour liposuction
 Cánulas de liposucción
 Cannule per liposuzione

L = Arbeitslänge (mm)
 Working Length (mm)
 Longueur de travail (mm)
 Largo de trabajo (mm)
 Lunghezza di lavoro (mm)



ein zentrales Loch,
zwei laterale Löcher

one central hole,
two lateral holes

un trou central,
deux trous latéraux

un orificio central,
dos orificios laterales

un foro centrale,
due fori laterali



zwei laterale Löcher,
ein zentrales Loch,

two lateral holes,
one central hole

deux trous latéraux,
un trou central

dos orificios laterales,
un orificio central

due fori laterali,
un foro centrale



drei Löcher, diagonal
three holes, diagonal
trois trous, en diagonale
tres orificio, diagonal
tre fori, diagonale

	Ø	L
76.087.00	3,0 mm	20 cm/8"
76.087.01	3,0 mm	30 cm/12"
76.087.02	4,0 mm	30 cm/12"
76.087.03	5,0 mm	30 cm/12"
76.086.03	5,0 mm	40 cm/16"
76.087.04	6,0 mm	30 cm/12"


	Ø	L
76.087.14	3,0 mm	20 cm/8"
76.087.15	3,0 mm	30 cm/12"
76.087.16	4,0 mm	30 cm/12"
76.087.17	5,0 mm	30 cm/12"
76.087.19	6,0 mm	30 cm/12"

	Ø	L
76.087.07	3,0 mm	20 cm/8"
76.087.08	3,0 mm	30 cm/12"
76.087.09	4,0 mm	30 cm/12"
76.087.12	4,0 mm	40 cm/16"
76.087.10	5,0 mm	30 cm/12"
76.087.11	6,0 mm	30 cm/12"

Liposuction-Kanülen
 Liposuction Cannulas
 Canules pour liposuction
 Cánulas de liposucción
 Cannule per liposuzione



L = Arbeitslänge (mm)
 Working Length (mm)
 Longueur de travail (mm)
 Largo de trabajo (mm)
 Lunghezza di lavoro (mm)



ein zentrales Loch,
 zwei laterale Löcher


one central hole,
 two lateral holes

un trou central,
 deux trous latéraux

un orificio central,
 dos orificios laterales

un foro centrale,
 due fori laterali

	Ø	L
76.087.33	4,0 mm	30 cm/12"
76.087.34	5,0 mm	30 cm/12"



Spitze mit Loch,
 ein zentrales Loch


Tip with hole,
 one central hole

Astuce avec la prise,
 un trou central

Consejo de espera,
 un orificio central

Punta con presa,
 un foro centrale

	Ø	L
76.087.37	3,0 mm	20 cm/8"
76.087.38	3,0 mm	30 cm/12"




Halbieren Spitze
 Half cut tip
 Demi pointe coupée
 Media punta de corte
 Mezza punta tagliata

	Ø	L
76.087.40	6,0 mm	30 cm/12"
76.087.41	6,0 mm	35 cm/13¾"

Infiltration und Fettsaugung / Infiltration and Liposuction / Infiltration et liposuction / Infiltrazione e liposuzione

Liposuction-Kanülen
 Liposuction Cannulas
 Canules pour liposuction
 Cánulas de liposucción
 Cannule per liposuzione

L = Arbeitslänge (mm)
 Working Length (mm)
 Longueur de travail (mm)
 Largo de trabajo (mm)
 Lunghezza di lavoro (mm)



ein zentrales Loch,
 Gabelform, Spitzen abgerundet, scharfe
 Dissektorfläche zwischen
 den Spitzen

one central hole,
 Fork shaped, rounded tips,
 dissecting surface between
 tips

un trou central,
 Forme de fourche, pointes
 arrondies, surface tran-
 chante entre les pointes.

un orificio central,
 Forma de horquilla, puntas
 redondas, superficie afila-
 da entre las puntas

un foro centrale,
 A forma di forchetta, punte
 arrotondate, superficie affi-
 lata tra le punte.

TOLEDO


	Ø	L
76.087.20	2,0 mm	5 cm/2"
76.087.21	3,0 mm	5 cm/2"
76.087.22	4,0 mm	5 cm/2"
76.087.23	2,0 mm	15 cm/6"
76.087.24	3,0 mm	15 cm/6"
76.087.25	3,0 mm	25 cm/10"
76.087.26	4,0 mm	25 cm/10"
76.087.27	5,0 mm	30 cm/12"
76.087.28	3,0 mm	30 cm/12"
76.087.29	4,0 mm	30 cm/12"



drei laterale Löcher
 three lateral holes
 trois trous latéraux
 tres orificios laterales
 tre fori laterali

MERCEDES

	Ø	L
76.088.30	3,0 mm	15 cm/6"
76.088.31	3,0 mm	25 cm/10"
76.088.32	4,0 mm	15 cm/6"
76.088.33	4,0 mm	25 cm/10"



9 Löcher,
 für effektives und schonenders
 Absaugung in bindegewebs-
 starken Regionen sowie bei
 Gynäkomastie.

9 holes,
 for more effective and gentle
 suction in areas with much
 connected tissue as in case of
 gynecomasty

9 Trous,
 plus effective et plus douce
 dans les régions avec beau-
 coup de tissu conjonctif et en
 cas de gynécomastie

9 Orificios,
 más efectiva y suave en las
 regiones con mucho tejido
 conjuntivo y en caso de gine-
 comastia

9 Fori,
 per una più efficace e delica-
 ta e delicata nelle zone con
 molto tessuto congiuntivo ed
 in caso di ginecomastia

KOTZUR

	Ø	L
76.088.34	3,0 mm	30 cm/12"


Liposuction-Kanülen

Liposuction Cannulas
Canules pour liposuccion
Cánulas de liposucción
Cannule per liposuzione



L = Arbeitslänge (mm)
Working Length (mm)
Longueur de travail (mm)
Largo de trabajo (mm)
Lunghezza di lavoro (mm)

Für feine Konturierung im Gesichtsbereich
For fine facial contourings
Pour des contours fins dans la partie faciale
Para contornos finos de la parte facial
Per un contornamento nelle parti facciali




ein zentrales Loch
one central hole
un trou central
un orificio central
un foro centrale

Ø	L	Griffansatz Handle connector Embout-manche Emplame mango Attacco-manico	Luer-Lock Ansatz Luer-Lock connection Embout Luer-Lock Emplame Luer-Lock Attacco Luer-Lock
1,7 mm	5 cm/2"	76.087.50	76.087.57
2,0 mm	10 cm/4"		76.086.58
2,0 mm	5 cm/2"	76.087.51	76.087.58
3,0 mm	5 cm/2"	76.087.52	76.087.59
1,7 mm	15 cm/6"	76.087.53	76.087.47
2,0 mm	15 cm/6"	76.087.54	76.087.48
3,0 mm	15 cm/6"	76.087.55	76.087.49



Für feine Konturierung im Gesichts- und Halsbereich
For fine facial and neck contourings
Pour des contours fins dans la partie faciale et du cou
Para contornos finos de las partes faciales y del cuello
Per contorni fini nella parte facciale e del collo



8 Löcher
8 Holes
8 trous
8 Orificios
8 Fori

ENTNER

Ø	L	Ø Löcher Ø Holes Ø Trous Ø Orificios Ø Fori	Griffansatz Handle connector Embout-manche Emplame mango Attacco-manico	Luer-Lock Ansatz Luer-Lock connection Embout Luer-Lock Emplame Luer-Lock Attacco Luer-Lock
1,5 mm	10 cm/4"	0,5 mm	76.086.87	
2,0 mm	10 cm/4"	1,0 mm	76.086.88	
2,0 mm	15 cm/6"	1,0 mm	76.087.88	76.087.89



Liposuction-Kanülen
 Liposuction Cannulas
 Canules pour liposuction
 Cánulas de liposucción
 Cannule per liposuzione

L = Arbeitslänge (mm)
 Working Length (mm)
 Longueur de travail (mm)
 Largo de trabajo (mm)
 Lunghezza di lavoro (mm)



ENTNER

Ø	L	Löcher Holes Trous Orificios Fori	Ø Löcher Ø Holes Ø Trous Ø Orificios Ø Fori	Griffansatz Handle connector Embout-manche Emplame mango Attacco-manico	LuerLock Ansatz Luer-Lock connection Embout Luer-Lock Emplame Luer-Lock Attacco Luer-Lock
2,0 mm	15 cm/6"	18	1,0 mm	76.087.70	76.087.60
2,5 mm	15 cm/6"	18	1,2 mm	76.086.70	
3,0 mm	15 cm/6"	18	1,5 mm	76.087.71	76.087.61
2,5 mm	20 cm/8"	22	1,2 mm	76.086.72	
3,0 mm	20 cm/8"	22	1,5 mm	76.087.72	76.087.62
4,0 mm	20 cm/8"	22	2,0 mm	76.087.74	76.087.64
2,5 mm	25 cm/10"	26	1,2 mm	76.086.74	
3,0 mm	30 cm/12"	30	1,5 mm	76.087.75	76.087.65
4,0 mm	30 cm/12"	30	2,0 mm	76.087.76	76.087.66



Ø 1,5 mm je
 Ø 1,5 mm each
 Ø 1,5 mm de chaque
 Ø 1,5 mm cada uno
 Ø 1,5 millimetri ogni

22 Löcher
 22 Holes
 22 Trous
 22 Orificios
 22 Fori

ENTNER

Ø	L	Griffansatz Handle connector Embout-manche Emplame mango Attacco-manico	Luer-Lock Ansatz Luer-Lock connection Embout Luer-Lock Emplame Luer-Lock Attacco Luer-Lock
3,0 mm	20 cm/8"	76.087.73	76.087.63




Liposuction-Kanülen

Liposuction Cannulas
Canules pour liposuccion
Cánulas de liposucción
Cannule per liposuzione



L = Arbeitslänge (mm)
Working Length (mm)
Longueur de travail (mm)
Largo de trabajo (mm)
Lunghezza di lavoro (mm)



Abgewinkelten Griffe bewirken höhere Freiheitsgrade bei der Manipulation

Bayonet shaped handles allow an easier manipulation

Manches en forme baïonnette accordent plus de liberté lors de la manipulation

Mangos en forma bayoneta posibilitan un manejo libre durante la intervención

Manici a forma di baionetta rendono possibile un maneggio libero durante l'intervento

ENTNER

Ø	L	Löcher Holes Trous Orificios Fori	Ø Löcher Ø Holes Ø Trous Ø Orificios Ø Fori	Griffansatz Handle connector Embout-manche Emplame mango Attacco-manico	LuerLock Ansatz Luer-Lock connection Embout Luer-Lock Emplame Luer-Lock Attacco Luer-Lock
3,0 mm	20 cm/8"	22	1,5 mm	76.087.77	76.087.67
4,0 mm	20 cm/8"	22	2,0 mm	76.087.78	76.087.68
3,0 mm	30 cm/12"	30	1,5 mm	76.087.79	76.087.69
4,0 mm	30 cm/12"	30	2,0 mm	76.087.87	76.087.81

Liposuction-Kanülen mit Daumenauflage

Liposuction Cannulas with Thumb Plate

Canules pour liposuccion à plaque pour le pouce

Cánulas de liposuccion con soporte para el pulgar

Cannule per liposuzione con punto d'appoggio per pollice

Schlauchansatz, für den Betrieb mit der Absaugpumpe

Tube connection, for use with a suction pump

Embout de tuyau, pour l'utilisation avec une pompe de succion

Empalme de tubo, para el uso con bomba de aspiración

Attacco per il tubo, per l' uso della pompa d' aspirazione



ein zentrales Loch
one central hole
un trou central
un orificio central
un foro centrale



zwei zentrales Loch
two central hole
deux trous centraux
dos agujero central
due foro centrale

Rostfreier Stahl
Stainless steel
Acier inoxydable
Acero inoxidable
Acciaio inossidabile

Ø 13 mm

GASPAROTTI

	Ø	L
76.093.01	3,0 mm	15 cm/6"
76.093.02	6,0 mm	15 cm/6"
76.093.03	4,0 mm	25 cm/10"
76.093.04	6,0 mm	25 cm/10"
76.093.05	9,0 mm	30 cm/12"

Ø 13 mm

GASPAROTTI

	Ø	L
76.093.09	4,0 mm	15 cm/6"
76.093.10	4,0 mm	25 cm/10"
76.093.11	6,0 mm	30 cm/12"

Liposuction-Kanülen mit Daumenauflage

Liposuction Cannulas with Thumb Plate

Canules pour liposuccion à plaque pour le pouce

Cánulas de liposucción con soporte para el pulgar

Cannule per liposuzione con punto d'appoggio per pollice



Schlauchansatz, für den Betrieb mit der Absaugpumpe
 Tube connection, for use with a suction pump
 Embout de tuyau, pour l'utilisation avec une pompe de succion
 Empalme de tubo, para el uso con bomba de aspiración
 Attacco per il tubo, per l' uso della pompa d' aspirazione



ein zentrales Loch
 one central hole
 un trou central
 un orificio central
 un foro centrale

ein zentrales Loch
 one central hole
 un trou central
 un orificio central
 un foro centrale

Rostfreier Stahl
 Stainless steel
 Acier inoxydable
 Acero inoxidable
 Acciaio inossidabile

Ø 13 mm

Ø 13 mm

GASPAROTTI

GASPAROTTI

	Ø	L
76.093.06	3,0 mm	15 cm/6"


	Ø	L
76.093.07	6,0 mm	15 cm/6"
76.093.08	6,0 mm	25 cm/10"

Infiltration und Fettabsaugung / Infiltration and Liposuction / Infiltration et liposuction / Infiltración y liposucción / Infiltrazione e liposuzione

Infiltration der Tumescenz-Lokalanästhesie-Lösung

Infiltration of the Tumescence Local Anaesthesia Solution
Infiltration de la solution de tumescence/anesthésie locale
Infiltración de la solución de anestesia local tumescente
Infiltrazione della soluzione d'anestesia locale tumescente


Lure-Lock-Schlauchverbindung zur Infiltrationspumpe
Lure-Lock tube connector for infiltration pump
Connexion tuyau Lure-Lock pour la pompe d'infiltration
Conexión de tubo Lure-Lock para la bomba de infiltración
Attacco tubo Lure-Lock per la pompa d'infiltrazione



Kanülen und Spritzen zur Infiltration
 Cannulas and Syringes for Infiltration
 Canules et seringues pour l'infiltration
 Cánulas y jeringas de infiltración
 Cannule e siringhe per infiltrazione



L = Arbeitslänge (mm)
 Working Length (mm)
 Longueur de travail (mm)
 Largo de trabajo (mm)
 Lunghezza di lavoro (mm)



für Infiltration, 10 Löcher,
 Ø 1,0mm je

for Infiltration, 10 holes,
 Ø 1.0mm each

d'infiltration, 10 trous,
 Ø 1,0 mm de chaque

para la infiltración, 10 orificios,
 Ø 1,0 mm cada uno

per l'infiltrazione, 10 fori,
 Ø 1,0 millimetri ogni

	Ø	L
76.087.31	2,0 mm	25 cm/10"
76.087.32	3,0 mm	25 cm/10"

Kunststoffspritze
 Plastic syringe
 Seringue en matière plastique
 Jeringa de plástico
 Siringa in materia plastica



Single Use

76.087.43
 50 / 60 ml

Verpackungseinheit 60 Stück, steril
 Packing unit 60 pieces, sterile
 Emballage de 60 pièces, stériles
 Paquete de 60 unidades, estériles
 Confezione de 60 pezzi, sterili

Adapter Luer-Lock
 Adaptor Luer-Lock
 Adaptateur Luer-Lock
 Adaptador Luer-Lock
 Adattatore Luer-Lock



76.087.85
 5 cm/2"

Handgriffe für Kanülen
 Handles for Cannulas
 Manches pour canules
 Mangos para cánulas
 Manici per cannule

Anschlussgewinde für Kanülen
 Connection thread for cannulas
 Filet pour canules
 Rosca para cánulas
 Filettatura per cannule



76.087.45
 13 cm/5¼"

mit Loch zur Saugunterbrechung
 with Hole for interrupting the suction proces
 avec trou pour interrompre le procès d'aspiration
 con el hueco para interrumpir la succión transformación
 con foro per interrompere l'aspirazione proces




76.087.46
 13 cm/5¼"

Universeller Absaug mit Luer-Lock Griff
 Universal suction handle with Luer-Lock
 aspiration universelle manipuler avec Luer-Lock
 aspiración universal de la manija con Luer-Lock
 aspirazione universale impugnatura con Luer-Lock



76.080.01



76.080.02



76.080.03

Zubehör

Accessories
Accessoires
Accesorios
Accessori



Spritzenstopp aus Aluminium
Aluminium stop (lock) for syringes
Stoppeur en aluminium pour seringues
Stop de aluminio para jeringas
Bloccaggio della siringa in alluminio



76.078.44
13 cm/5¼"

Zur Gewinnung eines Vakuums in der Spritze
For establishing a vacuum in the syringe
Pour d'obtenir un vacuum dans la seringue
Para obtener un vacío dentro de la jeringa
Per ottenere nella siringa un vuoto

Adapter Luer-Lock
Adaptor Luer-Lock
Adaptateur Luer-Lock
Adaptador Luer-Lock
Adattatore Luer-Lock



76.087.85
5 cm/2"

Eigenfettunterspritzung

Lipoinjection

Lipifilling - injectin d'auto-graisse

Lipoinyección

Lipofilling - iniezione del grasso autologo


Lipo-Transfer nach der manuellen Fettabsaugung

Lipotransfer after manual liposuction

Lipo-transfert après la liposuction manuelle

Lipotransferencia después de la liposucción manual

Transferimento del proprio grasso dopo la liposuzione manuale



Instrumente zur Eigenfettunterspritzung

Instruments for Lipoinjection

Instrumentos para le lipofilling

Instrumentos para lipoinyección

Strumenti per lipofilling



Vacuum Glaszylinderspritzen
Vacuum glass-barrel syringes
Seringues vacuum à cylindre en verre
Jeringas de vacío de vidrio
Siringhe in vetro sotto vuoto



76.087.80
10 ml



76.087.82
50 ml

Stop 25/50 ml



76.087.86
Ø 40 mm

Für eine gesicherte Lagerung von Luer-Lock Spritzen mit abgesaugtem Fett
For a safe storage of Luer-Lock syringes containing sacked fat
Pour un stockage sûr des seringues Luer-Lock contenant des lipides enlevés en suçant
Para un almacenamiento seguro de las jeringas Luer-Lock llenas de grasa aspirada
Per un magazzino sicuro delle siringhe Luer-Lock con il grasso aspirato

Instrumente zur Eigenfettunterspritzung

Instruments for Lipoinjection

Instrumentos para le lipofilling

Instrumentos para la lipoinyección

Strumenti per lipofilling


Transfer-Adapter für Luer-Lock Spritzen

Transfer adaptor for Luer-Lock syringes

Adaptateur de transfert pour seringues Luer-Lock


Adaptador de transferencia para jeringas Luer-Lock

Adattatore di trasferimento per siringhe Luer-Lock



76.088.83
7,5 cm/3"

Lipo-Injektion-Dosierhandgriff
Lipoinjection dosage handle
Manche à doser le lipofilling
Mango para dosificar la lipoinyección
Manico per dosare il lipofilling



76.087.90

für 20 ml Spritze
for 20 ml syringe
pour seringue 20 ml
para jeringa 20 ml
per sirings 20 ml

76.087.95


für 3 ml Spritze
for 3 ml syringe
pour seringue 3 ml
para jeringa 3 ml
per sirings 3 ml

Instrumente zur Eigenfettunterspritzung

Instruments for Lipoinjection
 Instruments pour le lipofilling
 Instrumentos para la lipoinyección
 Strumenti per lipofilling



Kunststoffspritzen
 Plastic syringes
 Seringues en matière plastique
 Jeringas de plástico
 Siringhe in materia plastica



Verpackungseinheit, 200 Stück (steril)
 Packing unit, 200 pieces (sterile)
 Emballage de, 200 pièces (stériles)
 Paquete de, 200 unidades (estériles)
 Confezione da, 200 pezzi (sterili)



Luer-Lock



Single Use

76.087.92
 20 ml

Verpackungseinheit, 100 Stück (steril)
 Packing unit, 100 pieces (sterile)
 Emballage de, 100 pièces (stériles)
 Paquete de, 100 unidades (estériles)
 Confezione da, 100 pezzi (sterili)



Luer-Lock



Single Use

76.087.97
 3 ml

Injektionskanülen
 Hypodermic needles
 Canules d' injection
 Cánulas de inyección
 Cannule per iniezione

Luer-Lock

Ø 1,2 mm

Ø 2,0 mm



4 cm/1½"	76.088.01	76.088.03
6 cm/2¾"	76.088.02	76.088.04



Verpackungseinheit, 100 Stück (steril)
 Packing unit, 100 pieces (sterile)
 Emballage de, 100 pièces (stériles)
 Paquete de, 100 unidades (estériles)
 Confezione da, 100 pezzi (sterili)

Infiltration und Fettsaugung / Infiltration and Liposuction / Infiltration et liposuccion / Infiltración y liposucción / Infiltrazione e liposuzione



Geräte für die Liposuction
 Equipment for Liposuction
 Appareils pour la liposuction
 Aparatos para la liposucción
 Apparecchiatura per la liposuzione

Zuverlässiges Absaugpumpe für Liposuction
 Reliable Pump for Liposuction
 Bomba fiable para la liposucción
 Pompe fiable pour la liposuction
 Pompa affidabile per liposuzione



Kolbenpumpe (ölfrei), stufenlos regelbar
 Reciprocating pump (oil free), infinitely variable
 Pompe à piston (sans huile), ajustable sans paliers
 Bomba de pistón (libre de aceite), regulable sin escalones
 Pompa a pistone (senza olio), regolabile senza gradini

230 V / 50 Hz 60 l/min

Spannung Pumpenleistung
 Voltage Pumpage
 Tension Puissance de la pompe
 Voltaje Rendimiento de la bomba
 Tensione Potenza della pompa

76.010.60	Lieferung bestehend aus: Consisting of: Livraison se composant de: Entrega compuesto de: Fornitura composto da:		
76.011.60	Steuergerät 230 V / 50 HZ Control unit 230 V / 50 HZ Unidad de control 230 V / 50 HZ Unité centrale 230 V / 50 HZ Unità di comando 230 V / 50 HZ	1 pcs	
76.011.10	ON/OFF - Pedal ON/OFF - Pedal Pedal - ON/OFF Pédale - ON/OFF Pedale - ON/OFF	1 pcs	
76.011.20	Absaugflasche 2 L, Polysulfon, Unzerbrechlich, autoklavierbar Suction Jar 2 L, Polysulfon, unbreakable, autoclavable Aspiration Jar 2 L, polysulfone, incassable, autoclavable Succión Jar 2 L, Polysulfon, irrompible, esterilizabile Vaso di aspirazione 2 L, Polysulfon, infrangibile, autoclavabile	2 pcs	
76.011.22	Flaschendeckel mit Überlaufschutz, autoklavierbar Jar covers with overflow protection, autoclavable Jar couvre de protection contre les débordements, autoclavable Jar cubre con protección de desbordamiento, autoclavable Jar copre con protezione di troppo pieno, autoclavabile	2 pcs	
76.011.30	Fahrbares Stativ, Vacuum 0.9 bar Mobile Trolley, Vacuum 0.9 bar Trépied mobile, Vide 0,9 bar Carro móvil, Vacío 0,9 bar Mobile Trolley, Di vuoto 0,9 bar	1 pcs	

Optionales Zubehör für Absaugpumpe

Optional Accessories for Suction pump

Accessoires optionnels pour la pompe d'aspiration

Accesorios opcionales para la bomba de succión

Accessori opzionali per la pompa di aspirazione



autoklavierbar
autoclavable
autoclavables
autoclavables
autoclavabili



76.011.20

Aufnahmebehälter 2 L
Suction jar 2 L
Bocal de recueil 2 L
Frasco de succión 2 L
Bottiglia d' aspirazione 2 L

autoklavierbar
autoclavable
autoclavables
autoclavables
autoclavabili



76.011.50

Absaugflasche 5 L
Suction Jar 5 L
Bocal de recueil 5 L
Frasco de succión 5 L
Bottiglia d' aspirazione 5 L

76.011.22

Deckel für 2L/5L Flaschen
Cover for 2L/5L Suction Jars
Couverture pour les bocal d'aspiration 2L/5L
Cubierta para los tarros de succión 2L/5L
Cover per vasi di aspirazione 2L/5L



fahrbares Stativ
mobile Trolley
trépied mobile
carro móvil
mobile Trolley

76.011.30

Infiltrationspumpe
 Infusion Pump
 Pompe à perfusion
 Bombas de Infusión
 Pompa di infusione



Leistung 40 Watt
 Power 40 Watt
 Puissance 40 Watt
 Potencia 40 vatios
 Potenza 40 Watt

OP-Tauglich
 Suitable OR
 Approprié ou
 Adecuado o
 Adeguato o

Vorwärtslauf
 Forward Flow
 Transférer de débit
 Adelante de flujo
 Attaccante di flusso

115 / 230 V / 50 - 60 Hz

0,5 - 300 ml/min

Spannung
 Voltage
 Tension
 Voltaje
 Tensione

Förderleistung
 Flow Capacity
 Capacité d'écoulement
 Capacidad de flujo
 Capienza di flusso

	Lieferung bestehend aus: Consisting of: Livraison se composant de: Entrega compuesto de: Fornitura composto da:		
76.020.20	Steuergerät 115 - 230 V / 50 - 60 HZ Control unit 115 - 230 V / 50 - 60 HZ Unidad de control 115 - 230 V / 50 - 60 HZ Unité centrale 115 - 230 V / 50 - 60 HZ Unità di comando 115 - 230 V / 50 - 60 HZ	1 pcs	
76.011.10	ON/OFF - Pedal ON/OFF - Pedal Pedal - ON/OFF Pédale - ON/OFF Pedale - ON/OFF	1 pcs	



Ersatzröhre für Infiltrationspumpe, Einwegset
Spare tube set for infiltration pump, disposable
tube de rechange pour la pompe série d'infiltration, jetables
tubo de repuesto de la bomba fijada para la infiltración, desechable
Tubo di ricambio per il set pompa di infiltrazione, usa e getta



76.021.22



76.021.30

Stativ fahrbar ohne Flaschenhalter
Stand unit moveable, without infusion
Stand moveable unité, sans perfusion
Stand moveable unidad, sin la infusión
Stand moveable unità, senza infusione

76.021.31

Flaschenhalter, allein
Bottle stand, alone
Support de flacon, seule
Botella de pie, sola
Bottiglia stand, da solo

Infiltrationspumpe
 Infusion Pump
 Pompe à perfusion
 Bombas de Infusión
 Pompa di infusione

Leistung 40 Watt
 Power 40 Watt
 Puissance 40 Watts
 Potencia 40 vatios
 Potenza 40 Watt

OP-Tauglich
 Suitable OR
 Approprié ou
 Adecuado o
 Adeguato o



Vorwärtslauf
 Forward Flow
 Transférer de débit
 Adelante de flujo
 Attaccante di flusso

115 / 230 V / 50 - 60 Hz

0,5 - 300 ml/min

Spannung
 Voltage
 Tension
 Voltaje
 Tensione

Förderleistung
 Flow Capacity
 Capacité d'écoulement
 Capacidad de flujo
 Capienza di flusso

	Lieferung bestehend aus: Consisting of: Livraison se composant de: Entrega compuesto de: Fornitura composto da:		
76.020.20	Steuergerät 115 - 230 V / 50 - 60 HZ Control unit 115 - 230 V / 50 - 60 HZ Unidad de control 115 - 230 V / 50 - 60 HZ Unité centrale 115 - 230 V / 50 - 60 HZ Unità di comando 115 - 230 V / 50 - 60 HZ	1 pcs	
76.021.10	ON/OFF - Pedal ON/OFF - Pedal Pedal - ON/OFF Pédale - ON/OFF Pedale - ON/OFF	1 pcs	

Ersatzröhre für Infiltrationspumpe, Einwegset
 Spare tube set for infiltration pump, disposable
 tube de rechange pour la pompe série d'infiltration, jetables
 tubo de repuesto de la bomba fijada para la infiltración, desechable
 Tubo di ricambio per il set pompa di infiltrazione, usa e getta



1/2

76.021.22



1/2

76.021.30

Stativ fahrbar ohne Flaschenhalter
 Stand unit moveable, without infusion
 Stand moveable unité, sans perfusion
 Stand moveable unidad, sin la infusión
 Stand moveable unità, senza infusione

76.021.31

Flaschenhalter, allein
 Bottle stand, alone
 Support de flacon, seule
 Botella de pie, sola
 Bottiglia stand, da solo



Nummernverzeichnis
Numerical Index
Index Numérique
Índice Numérico
Indice Numerico

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Nummernverzeichnis

Numerical Index

Index Numérique

Índice Numérico

Indice Numerico

76	76.086.74	8	76.087.28	6	76.087.63	8	76.087.97	19	
	76.086.87	7	76.087.29	6	76.087.64	8			
	76.086.88	7	76.087.31	13	76.087.65	8	76.088.01	19	
76.010.60	20		76.087.32	13	76.087.66	8	76.088.02	19	
76.011.10	20	76.087.00	4	76.087.33	5	76.087.67	9	76.088.03	19
76.011.20	20-21	76.087.01	4	76.087.34	5	76.087.68	9	76.088.04	19
76.011.22	20-21	76.087.02	4	76.087.37	5	76.087.69	9	76.088.30	6
76.011.30	20-21	76.087.03	4	76.087.38	5	76.087.70	8	76.088.31	6
76.011.50	21	76.087.04	4	76.087.40	5	76.087.71	8	76.088.32	6
76.011.60	20	76.087.07	4	76.087.41	5	76.087.72	8	76.088.33	6
		76.087.08	4	76.087.43	13	76.087.73	8	76.088.34	6
76.020.20	22	76.087.09	4	76.087.45	14	76.087.74	8	76.088.83	18
76.021.10	22	76.087.10	4	76.087.46	14	76.087.75	8		
76.021.22	23	76.087.11	4	76.087.47	7	76.087.76	8	76.093.01	10
76.021.30	23	76.087.12	4	76.087.48	7	76.087.77	9	76.093.02	10
76.021.31	23	76.087.14	4	76.087.49	7	76.087.78	9	76.093.03	10
		76.087.15	4	76.087.50	7	76.087.79	9	76.093.04	10
76.078.44	15-17	76.087.16	4	76.087.51	7	76.087.80	17	76.093.05	10
76.078.47	17	76.087.17	4	76.087.52	7	76.087.82	17	76.093.06	11
		76.087.19	4	76.087.53	7	76.087.81	9	76.093.07	11
76.080.01	14	76.087.20	6	76.087.54	7	76.087.85	13,15	76.093.08	11
76.080.02	14	76.087.21	6	76.087.55	7	76.087.86	17	76.093.09	10
76.080.03	14	76.087.22	6	76.087.57	7	76.087.87	9	76.093.10	10
		76.087.23	6	76.087.58	7	76.087.88	7	76.093.11	10
76.086.03	4	76.087.24	6	76.087.59	7	76.087.89	7		
76.086.58	7	76.087.25	6	76.087.60	8	76.087.90	18		
76.086.70	8	76.087.26	6	76.087.61	8	76.087.92	19		
76.086.72	8	76.087.27	6	76.087.62	8	76.087.95	18		





Strategic Business Holdings, Inc.
...quality products, superior customer service & support



Infiltration und Fettabsaugung
Infiltration and Liposuction
Infiltration et liposuccion
Infiltración y liposucción
Infiltrazione e liposuzione

Strategic Business Holdings, Inc.

9620 Research Dr.
Irvine, California 92618
USA

Tel: 800.303.3050
Fax: 949.600.8874

Email: info@sbhsurgical.com
website: www.sbhsurgical.com